

Aperisan® Salbei-Gel

mit konzentriertem Salbeiextrakt

Zur Anwendung in der Mundhöhle



Aperisan® Salbei-Gel wird in der Mundhöhle angewendet.

Es pflegt empfindliches und gereiztes Zahnfleisch, z.B. nach einer Kariesprophylaxe-Behandlung oder bei Reizungen durch das Tragen von Zahnspangen oder Prothesen.

Die wohltuenden und pflegenden Eigenschaften des Salbeis sind seit je her bekannt und sehr geschätzt.

Anwendungshinweis: Tragen Sie mehrmals täglich eine etwa erbsengroße Menge des Gels mit der sauberen Fingerspitze oder mit einem Wattestäbchen auf die empfindliche Stelle der Mundschleimhaut auf. Massieren Sie das Gel leicht ein.

Aperisan® Salbei-Gel ist frei von synthetischen Aroma-, Farb- und Konservierungsstoffen. Es ist zuckerfrei und enthält den karieshemmenden Zuckerersatzstoff Xylit.

Ingredients (INCI): Aqua, Salvia Officinalis (Sage) Leaf Extract, Glycerin, Sorbitol, Propylene Glycol, Xylitol, Carbomer, Polysorbate 20, Alcohol, Sodium Hydroxide, Sodium Saccharin, Disodium EDTA, Mentha Piperita (Peppermint) Oil.

Aperisan® Salbei-Gel enthält einen konzentrierten Pflanzenauszug aus Salbeiblättern. Deshalb hat es eine braun-grüne Farbe.

Bewahren Sie Aperisan® Salbei-Gel bitte bei Raumtemperatur (nicht über 25°C) und für kleine Kinder unerreichbar auf.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum (Monat/Jahr) für dieses Präparat ist auf der Verpackung (Tube und Faltschachtel) angegeben. Nach Anbruch der Tube ist das Gel 6 Monate lang haltbar.

Inhalt der Tube: 10 ml Gel.

Aperisan® Salbei-Gel ist ein Kosmetikum und nur in Apotheken erhältlich.

Dentinox Gesellschaft für pharmazeutische Präparate

Lenk & Schuppan KG

Nunsdorfer Ring 19 · 12277 Berlin

Tel.: 030 / 72 00 34 0

www.dentinox.de

Dentinox®